

# オーダーフォーム記入方法のご案内



www.myharmonyortho.com

Internal Use Only

## Required Records

- File or Printing of Panoramic XRay
- Arch treated with HARMONY  Arch NOT Treated with HARMONY
- PVS/Silicone Impression Upper  Silicone CR Plaster Upper
- PVS/Silicone Impression Lower  Silicone CR Plaster Lower
- Bite Registration

印象、模型、指示書送り先:

株式会社 アソインターナショナル リンガルテックセンター  
〒104-0061 東京都中央区銀座2-1-8 第22中央ビル6F  
TEL: 03-3547-0471 FAX: 03-3547-0475  
E-mail: aso@aso-inter.co.jp

Patient (Family Name) \_\_\_\_\_ (Patient Code) \_\_\_\_\_ (Patient Age) \_\_\_\_\_

Orthodontic Practice \_\_\_\_\_ Orthodontist \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Contact (Tel) \_\_\_\_\_ (Fax) \_\_\_\_\_

トランスファートレイをご選択ください  
推奨は SILICONE です

ブラケット、チューブ、バンド、フック  
などのご指示を中央に表記されて  
いる記号でご記入ください

ワイヤー、装置のデザインは  
裏面または記入方法のご案内を  
参照の上ご選択ください

治療の有無、方法を必ずご記入ください

**TREATED ARCH**

MAXILLARY  
 HARMONY  Labial  No Treatment

MANDIBULAR  
 HARMONY  Labial  No Treatment

※必ずいずれかをお選びください。

**TRAY PREFERENCE**

SILICONE (Theraparent)  VACUUM MOLDED (Thermoplastic)

Recommended by Harmony

**SET UP PARAMETERS**

**ARCH SHAPE**

Optimized by HARMONY   
Maintain patient arch shape

MBT\*  Squared  Tapered  Ovoid

SPEED\*  Small  Medium  Large

RAMON\*

OTHER

(Specify Vendor and Arch Form)

注意: アーチの幅径は下顎の臼歯部分で測りください。  
その他のご指示は、中央の咬合図区にお書きください。

\*Bands not ordered by HARMONY

**FINISHING CLASS**  
(マルをお付けください。)

RIGHT CUSPID Maintain 1 2 3 LEFT CUSPID Maintain 1 2 3

MOLAR Maintain 1 2 3 MOLAR Maintain 1 2 3

OVERBITE  Ideal  Increase \_\_\_mm  Reduce \_\_\_mm

**STRIPPING/IPR**

MAX  No  If necessary  Yes \_\_\_mm

MAN  No  If necessary  Yes \_\_\_mm

Stripping  Finishing class



Robotically Customized Wires and Appliance Design **※1 裏面をご参照ください。**

**HARMONY DESIGN**

1. Optimized (Recommended)  MAX  MAN

2. Close Fit  MAX  MAN

3. Straight Wire  MAX  MAN

4. Mushroom Type I  MAX  MAN

5. Mushroom Type II  MAX  MAN

**TRADITIONAL DESIGN**

6. Straight Wire  MAX  MAN

7. Mushroom Type I  MAX  MAN

8. Mushroom Type II  MAX  MAN

9. Other (Specify in Remarks)  MAX  MAN

・7-7のフルアーチには5種類のワイヤーが附属します。  
・4-4のアーチには4種類のワイヤーが附属します。  
・追加ワイヤーは有料となります。

| Type  | Recommended in All Cases | Max | Man |
|-------|--------------------------|-----|-----|
| Ni-Ti | .012 (2本)                |     |     |
| Ni-Ti | .014 (2本)                |     |     |
| Ni-Ti | .016 × .016              |     |     |
| Ni-Ti | .016 × .022              |     |     |
| Ni-Ti | .018 × .025              |     |     |

追加のワイヤーをお選びください。  
フルアーチの場合、合計5種類までお選びください。

| Type                | Other Available Wires | Max                              | Man |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
| Space Closing wires | SS                    | .016 × .022                      |     |
|                     | SS                    | .017 × .022 Recommended          |     |
|                     | SS                    | .018 × .025 <sup>1</sup>         |     |
|                     | SS                    | .018 × .025 Reduced <sup>2</sup> |     |
| Ni-Ti               | 0.16                  |                                  |     |
| Ni-Ti               | .017 × .017           |                                  |     |
| Ni-Ti               | .017 × .022           |                                  |     |
| Beta                | .016 × .016           |                                  |     |
| Beta                | .016 × .022           |                                  |     |
| Beta                | .018 × .025           |                                  |     |

注1: このワイヤーは.022 × .028ダブルチューブ (DT) の オグジリアリーチューブにのみお使いください。  
注2: .018 × .025 SSワイヤーはスライディングを良好にするため、小臼歯以降が細くなっています。

IPRの可否をご選択ください

最終咬合をご選択ください

アーチシェイプをご選択ください

臼歯幅径をご選択ください

ワイヤーサイズをご選択ください  
フルアーチ片額は5種類、4-4アーチ片額は4種類まで含まれます  
.012NiTiと.014NiTiは、2本ずつの納品となります  
フルアーチ6本目、4-4アーチ5本目からは追加料金で承ります

ハーモニーの推奨ワイヤーは下記の通りです

|             |      |
|-------------|------|
| .012        | NiTi |
| .014        | NiTi |
| .016 × .016 | NiTi |
| .016 × .022 | NiTi |
| .018 × .025 | NiTi |

指示書下部のフリーコメント欄につきまして、セットアップに関連する内容は日本語でご記入をお願いします。

